

QUOI

l'objet à entretenir

COMMENT

type d'entretien

AVEC QUOI

produits consommables (par ex. désinfectants, figurant dans les listes VAH/DGHM), préparations, dosages, temps d'action

QUAND

Surfaces et sols

Dans les salles de consultation et de traitement : **par ex.** unités de soins, équipements, armoires



Désinfecter et nettoyer les surfaces selon le procédé de désinfection par essuyage (à l'aide d'une méthode d'essuyage humide adaptée).
Ne pas rincer ou sécher avant écoulement du temps d'action. Réutilisation des surfaces dès qu'elles sont visiblement sèches.

FD 300



Protection maximale contre les infections.
Très économique : 0,5 % (5 ml/l eau) 60 min. ; 1 % (10 ml/l eau) 15 min.

FD 370



Concentré nettoyant universel compatible avec les désinfectants et les surfaces nettoyées ne collent pas (pas de sensation poisseuse).
Dilution : 1-2 % (10-20 ml/l litre d'eau).

tous les jours ouvrés **par ex.** le soir et en cas de besoin

Objets et petites surfaces à proximité des patients,

qui ont été contaminés et ne peuvent pas être désinfectés thermiquement ou par immersion dans une solution : **par ex.** unité de soin, équipements, surfaces de travail, mobilier, appareil de radiographie, poignée de lampe, sachets.



Essuyer avec des produits de désinfection rapide. Limiter la désinfection par pulvérisation aux zones inaccessibles.

Veiller à l'humidification de l'intégralité de la surface, respecter le temps d'action, laisser sécher.

Nettoyage et entretien (**par ex.** fauteuil de traitement).

FD 312 Concentré sans alcool extrêmement compatible avec les matériaux. Vaste protection contre les infections. Dilution : 1 % (10 ml/l litre d'eau).

FD 322 Désinfectant extrêmement rapide : 15 sec. Prêt à l'emploi.

FD 333 Protection maximale contre les infections, odeur fraîche de citron. Prêt à l'emploi, 2 min.

FD 350 Lingettes de désinfection. 3 odeurs différentes : classic, citron et flower. Agit en 15 sec.

FD 366 Sensitive
Désinfectant particulièrement adapté aux surfaces sensibles en similicuir, synthétique, verre acrylique...
Prêt à l'emploi, 1 min.

FD 360 Fluide non agressif pour le nettoyage en profondeur et l'entretien durable des fauteuils en similicuir.
Prêt à l'emploi.

après chaque traitement

1 fois par semaine ou en cas de salissures visibles

HYGOWIPE



Distributeur de lingettes piloté par capteurs pour les surfaces. Particulièrement rentable et économique. Un dosage efficace pour une action rapide.

Pour désinfecter les surfaces, il est primordial que l'effet des produits soit sûr et rapide et que le séchage ne laisse pas de résidus. Les lingettes sèches sont imprégnées rapidement. Selon les besoins, il est possible d'ajuster la longueur de la lingette en cellulose recyclable, ainsi que la quantité de désinfectant employé.

FD 322

Désinfection des surfaces, agit en 15 sec.

FD 333

Désinfection des surfaces. Totalement virucide.

FD 366 Sensitive

Pour surfaces délicates, agit en 1 min.



Large spectre d'activité

après chaque traitement

Une équipe de choc pour les surfaces délicates

FD 366 sensitive Désinfection rapide

Temps
d'action :
1 min.

FD 366 sensitive désinfecte sans agresser les surfaces délicates en synthétique, en verre acrylique ou en similicuir. Il contribue ainsi à préserver la qualité de vos précieuses unités de soin et de vos appareils.

Désinfecter après chaque traitement toutes les surfaces contaminées à proximité du patient :

1. Passer un chiffon imbibé de FD 366 sensitive sur toute la surface des objets à désinfecter.
2. Laisser sécher sans essuyer.

N.B. Il est indispensable de désinfecter la surface avant le nettoyage, afin d'éviter de répandre les germes, mais également après pour bien éliminer les germes résiduels contenus sous les salissures.



FD 360 Nettoyage du similicuir

Le FD 360 à base d'agents tensioactifs spéciaux entretient et nettoie en profondeur les fauteuils en similicuir. L'huile d'avocat combinée aux silicones préserve la qualité de votre revêtement en le protégeant des agressions quotidiennes. Quelques millilitres par semaine suffisent pour garder une surface nette et douce au toucher.

Utiliser le FD 360 environ une fois par semaine ou en cas de salissures visibles :

1. Pulvériser le produit sur l'éponge sèche fournie, ou directement sur la surface à nettoyer, puis le répartir soigneusement.
2. Bien essuyer avec un chiffon sec.