

Informations produit

MD 555 cleaner nettoyant spécial pour des systèmes d'aspiration



MD 555 cleaner description succincte

- Nettoyant spécial non-moussant pour les systèmes d'aspiration et leurs écoulements dans les cabinets dentaires, lorsque la qualité de l'eau pose problème (par ex. le degré élevé de dureté de l'eau, les sels difficilement solubles, etc.) et dans le cas où les tuyaux d'écoulement des eaux usées ont été installés avec une pente insuffisante.
- Particulièrement recommandé en cas d'utilisation d'appareils professionnels de nettoyage dentaire, comme par exemple les appareils à jet de poudre prophylactique et leurs poudres prophylactiques ou les produits sous forme de perles.
- Remarquable efficacité nettoyante - évite la formation de dépôts résultants d'une mauvaise qualité d'eau et élimine de manière efficace les dépôts déjà existants dans les systèmes d'aspiration. ou sur des surfaces résistantes aux acides.
- Excellente compatibilité avec les matériaux - convient à tous les systèmes équipés d'un récupérateur d'amalgame.
- Complète parfaitement l'Orotol® plus ou l'Orotol® ultra et le MD 550 pour l'entretien complet de tous les systèmes d'aspiration.

Propriétés

Le MD 555 cleaner du système d'hygiène Dürr Dental est un nettoyant spécial acide non moussant pour les systèmes d'aspiration et leurs écoulements utilisés dans les cabinets dentaires. L'utilisation du MD 555 cleaner est recommandée lorsque la qualité de l'eau pose problème (par exemple un degré élevé de dureté de l'eau, des sels difficilement solubles, etc.) et dans les cas où les tuyaux d'écoulement des eaux usées ont été installés avec une pente insuffisante. Le MD 555 cleaner est recommandé en cas d'utilisation d'appareils professionnels de nettoyage dentaire, comme par exemple les appareils à jet de poudre prophylactique. L'utilisation régulière de MD 555 cleaner prévient la formation de dépôts dans l'installation d'aspiration. Les bouchements de l'installation d'aspiration par l'utilisation de produits prophylactiques difficilement solubles, tels que les poudres prophylactiques ou les produits sous forme de perles, spécialement à base de carbonate de calcium, sont évités et les dépôts existants sont dissous. Grâce à ses principes actifs et adjuvants spéciaux, le MD 555 cleaner convient particulièrement aux installations équipées de récupérateurs d'amalgame. De plus, le MD 555 cleaner peut être utilisé de façon universelle à n'importe quel endroit où des dépôts dus à la dureté de l'eau doivent être enlevés de surfaces (par exemple, carrelages, éviers).

Composition chimique

Le MD 555 cleaner contient une combinaison d'acides organiques (15 - 30 %), de l'acide phosphorique (15 - 30 %), des tensides non moussants (< 5 %) et des adjuvants en solution aqueuse.

Mode d'emploi

En présence d'une eau très dure ou en cas de souillure par des poudres prophylactiques, le MD 555 cleaner s'utilise à une concentration de 5% une à deux fois par semaine, avant la pause de midi par exemple. Utiliser le produit une fois par jour en cas de souillures importantes. Le produit doit agir 30 minutes minimum, à prolonger en cas de besoin. Aspirer À cette fin, ajouter 50 ml de MD 555 cleaner à de l'eau pour un volume total de 1 l et aspirer le tout en utilisant l'OroCup. Verser également 250 ml de solution dans le dispositif pour rincer le crachoir. Une fois la durée d'action

Informations produit

MD 555 cleaner nettoyeur spécial pour des systèmes d'aspiration

écoulée, rincer l'installation nettoyée avec au moins 1 l d'eau. Utiliser le MD 555 cleaner en cas de problème ou d'assainissement de systèmes d'aspiration fortement encrassés par des biofilms – en alternance ici avec des désinfectants efficaces, comme l'Orotol® plus ou l'Orotol® ultra – une à cinq fois par semaine, en concentration de 10 % (ajouter 100 ml de MD 555 cleaner à de l'eau pour un volume total de 1 l). L'effet optimal est obtenu respectivement avec une durée d'action de 1 à 2 heures. Verser également 250 ml de solution dans le dispositif pour rincer le crachoir.

Comportement écologique

Le MD 555 cleaner est un produit écologique car toutes les substances sont rapidement et entièrement biodégradables. L'emballage est composé de polyéthylène/polypropylène et peut donc être recyclé soit en matière première soit comme source énergétique. Rincer la bouteille à l'eau avant le recyclage.

Propriétés physiques

Concentré:

Aspect: liquide rouge clair transparent

Densité: $D = 1,22 \pm 0,02 \text{ g/cm}^3$ (20 °C)

pH: environ 1,0

Solution d'emploi à 5 %:

Aspect: solution claire, presque incolore

pH: $2,0 \pm 0,5$

Durée de conservation

Concentré: 4 ans

Conditionnement

Bouteille de 2,5 litres

Conservation

Stocker la préparation à 5 °C et au maximum à température ambiante.

Accessoires

OroCup

Remarques

La compatibilité du MD 555 cleaner avec les matériaux des installations d'aspiration courants a fait l'objet de tests qui ont fourni d'excellents résultats. Le MD 555 cleaner ne doit pas être utilisé sur des surfaces sensibles aux acides, par ex. l'aluminium. Ne pas laisser agir le MD 555 cleaner pendant toute la nuit.

Dangers

Le MD 555 cleaner est classé et étiqueté selon le règlement CLP: voir l'étiquetage et la fiche de données de sécurité.

Expertises indépendantes - examens propres

Les rapports d'expertise sont disponibles sur demande.

CE

Dürr Dental AG
Höpfigheimer Str. 17
74321 Bietigheim-Bissingen
Germany
www.duerrdental.com
info@duerr.de